

ZENET

MASSAGER ZET-848



МАССАЖНАЯ НАКИДКА ZET-848

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Напряжение 12V

Мощность 30W

Уважаемый покупатель,

Благодарим Вас за покупку одной из моделей массажеров ZENET.

Просим Вас прочитать инструкцию по эксплуатации и сохранить ее для дальнейшего использования.

ОСОБЕННОСТИ:

1. Поможет расслабиться и получить удовольствие от массажа в любое удобное для Вас время.
2. 4 массажных мотора расслабляют спину и бедра.
3. Вибрационный массаж зоны бедер.
4. Простой в использовании ручной контроллер с сумкой для хранения.
5. Регулируемые ремни крепятся к Вашему сиденью.
6. Успокаивающая термофункция в поясничном отделе для более глубокого проникновения.
7. Оснащен подушкой у изголовья.
8. Адаптер переменного и постоянного тока для домашнего, автомобильного и офисного использования.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

Подключите адаптер с устройством к источнику питания.

«POWER» включает массажер.

«AUTO» - массаж всей спины сверху вниз и обратно. Время по умолчанию 20 минут. Функция нагрева и вибрации по умолчанию выключена.

«Upper»- массаж верхней части спины и плеч.

«Lower» - массаж нижней части спины и поясницы.

«TIME» для установки времени массажа (10,20,30 минут).

«HEAT» активирует функцию нагрева (загорится соответствующий индикатор).

Массаж Шиатцу «Shiatsu» - роликовый массаж.

«Width» кнопка позволяет настраивать расстояние между роликами.

«VIBRATION» включает функцию вибрационного массажа в сидении.

«Spot» работает в режиме Shiatsu. С помощью кнопок Вы можете выбрать направление перемещения роликов (вверх либо вниз). Повторное нажатие на кнопку фиксирует ролики в нужной точке.

РЕЖИМ 3D и 4D основывается на интеллектуальной роликовой системе, работающей в трех направлениях. Массажные механизмы, имитирующие настоящего профессионала, обеспечат качественную проработку мышц.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

1. Гарантийное обслуживание прибора при условии соблюдения правил эксплуатации - 1 год от даты продажи.
2. В течение гарантийного срока прибор подлежит замене при обнаружении дефектов, возникших по вине производителя. Отметка о дате продажи и штамп торговой организации обязательны.
3. Гарантия не распространяется на приборы, имеющие:
 - механические повреждения;
 - дефекты, возникшие вследствие нарушения условий и правил эксплуатации или вследствие ошибочных действий владельца прибора;
 - дефекты, возникшие вследствие стихийных бедствий;
 - дефекты, возникшие вследствие попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, вследствие самостоятельного ремонта или самостоятельного внесения конструктивных изменений;
 - используемые в коммерческих или промышленных целях.

РУЧНЫЕ МАССАЖЕРЫ



Zet-711



Zet-709



Zet-719

МАССАЖНЫЕ НАКИДКИ



Zet-814



Zet-832



Zet-842

МАССАЖНЫЙ МАТРАС/ МАССАЖЕРЫ ДЛЯ ШЕИ



Zet-780



Zet-757



Zet-759

МАССАЖЕРЫ ДЛЯ НОГ



Zet-763



Zet-762

КАРБОНОВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ/ КЛИМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ



Zet-501



Zet-505



Zet-483



Zet-485

ОЧИСТИТЕЛИ ВОЗДУХА СУПЕР ПЛЮС



Эко-с



Турбо



Био

СОЛЯНЫЕ ЛАМПЫ



ZENET

MASSAGER ZET-848



www.zenet.ua
www.zenet-shop.ru