

ZENET

MASSAGER ZET-860



МАССАЖНАЯ НАКИДКА ZET-860

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Напряжение 12V

Мощность 48W

Уважаемый покупатель,

Благодарим Вас за покупку одной из
моделей массажеров ZENET.

Просим Вас прочитать инструкцию по эксплуатации и сохранить
ее для дальнейшего использования.

ОПИСАНИЕ:

Массажная накидка оснащена массажными роликами. Лечебный эффект значительно усиливается с помощью функции нагрева. В комплексе с нагревом движения вращающихся массажных головок расслабляют мышцы и устраняют их спазмы. Подключаемый вибромассаж является дополнительной возможностью стимулирования циркуляции крови и работы лимфатической системы.

ОСОБЕННОСТИ:

1. Поможет расслабиться и получить удовольствие от массажа в любое удобное для Вас время.
2. 4 массажных мотора расслабляют спину и бедра.
3. Вибрационный массаж зоны бедер.
4. Простой в использовании пульт управления.
5. Регулируемые ремни крепятся к Вашему сиденью.
6. Успокаивающая термофункция для более глубокого проникновения.
7. Оснащен регулируемой массажной подушкой для головы.
8. Адаптер переменного и постоянного тока для домашнего, автомобильного и офисного использования.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

1. Подключите адаптер с устройством к источнику питания.
2. «POWER» включает и выключает массажер.
3. Массаж головы и шеи – кнопка «NECK».

Отрегулируйте ручную высоту и наклон массажной подушки.

Нажмите 2 кнопки сзади подушки одновременно, а затем потяните подушку вверх.

4. «HEAT» активирует функцию нагрева (загорится соответствующий индикатор).
5. «SEAT» включает функцию вибрационного массажа в сидении и управляется кнопками «L» - слабый, «M» - средний, «H» - сильный.
6. Кнопки, управляющие массажными зонами:
«FULL»- массаж всей спины сверху вниз и обратно.
«Upper»- массаж верхней части спины и плеч.
«Lower»- массаж нижней части спины и поясницы..

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

1. Гарантийное обслуживание прибора при условии соблюдения правил эксплуатации - 1 год от даты продажи.
2. В течение гарантийного срока прибор подлежит замене при обнаружении дефектов, возникших по вине производителя. Отметка о дате продажи и штамп торговой организации обязательны.
3. Гарантия не распространяется на приборы, имеющие:
 - механические повреждения;
 - дефекты, возникшие вследствие нарушения условий и правил эксплуатации или вследствие ошибочных действий владельца прибора;
 - дефекты, возникшие вследствие стихийных бедствий;
 - дефекты, возникшие вследствие попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, вследствие самостоятельного ремонта или самостоятельного внесения конструктивных изменений;
 - используемые в коммерческих или промышленных целях.

РУЧНЫЕ МАССАЖЕРЫ



Zet-711



Zet-709



Zet-719

МАССАЖНЫЕ НАКИДКИ



Zet-814



Zet-832



Zet-842

МАССАЖНЫЙ МАТРАС/ МАССАЖЕРЫ ДЛЯ ШЕИ



Zet-780



Zet-757



Zet-759

МАССАЖЕРЫ ДЛЯ НОГ



Zet-763



Zet-762

КАРБОНОВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ/ КЛИМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ



Zet-501



Zet-505



Zet-483



Zet-485

ОЧИСТИТЕЛИ ВОЗДУХА СУПЕР ПЛЮС



Эко-с



Турбо



Био

СОЛЯНЫЕ ЛАМПЫ



ZENET

MASSAGER ZET-860



www.zenet.ua
www.zenet-shop.ru