


ZENNET

MASSAGE MATTRESS ZET-780



MESSAGE MATTRESS ZET-780

INSTRUCTIONS FOR USE

Voltage 220V

Power 14.4W

Dear customer,

Thank you for buying one of
Models of ZENET massagers.

Please read the instruction manual and save it
for future use.

DESCRIPTION:

The massage mattress is equipped with massage vibromotors. The healing effect is greatly enhanced by the heating function. In combination with the warming of the movement of the vibromotors, they relax the muscles and eliminate their cramps. This is an additional way to stimulate blood circulation and the lymphatic system.

CHARACTERISTICS:

1. A pillow in the area of the head of the mattress for comfort.
2. The mattress is made of soft and comfortable fabric.
3. Heat function during the massage.
4. There are five massage programs.
5. Eight massage heads - two for each zone.
6. A relaxing vibration massage for the whole body.

EXPLOITATION:

1. Connect the adapter with the device to a power source.
2. The «POWER» key switches the massager on and off.
3. Head and neck massage - the «NECK» button
4. The «BACK» key activates the back massage function.
5. The «THIGHS» button activates the massage function of the hips and buttocks.
6. The «HEAT» key activates the heating function and the corresponding display lights up.

GUARANTEE LIABILITIES:

1. Guarantee of the device according to the operating rules - 1 year from the date of sale.
2. During the warranty period, the device must be replaced if any defects caused by the manufacturer are found. The sales date and the stamp of the trade organization are required.
3. The guarantee does not apply to devices with:
 - mechanical damage;
 - defects resulting from a violation of the terms of use or incorrect actions by the owner of the device;
 - deficiencies due to natural disasters;
 - defects caused by the ingress of foreign bodies and liquids as a result of self-repair or self-introduction of structural changes;
 - used for commercial or industrial purposes.

MASSAGE MATRATZE ZET-780

GEBRAUCHSANLEITUNG

Spannung 220V

Leistung 14.4W

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für eines der ZENET-Massagemodelle entschieden haben.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung und speichern Sie sie für die zukünftige Verwendung.

BESCHREIBUNG:

Die Massagematratze ist mit Massagevibromotoren ausgestattet. Die Heilwirkung wird durch die Heizfunktion stark verstärkt. In Kombination mit der Erwärmung der Bewegung der Vibromotoren entspannen sie die Muskeln und beseitigen ihre Krämpfe. Dies ist eine zusätzliche Möglichkeit, die Durchblutung und das Lymphsystem zu stimulieren.

EIGENSCHAFTEN:

1. Ein Kissen im Bereich des Kopfes der Matratze für Komfort.
2. Die Matratze besteht aus weichem und angenehmem Stoff.
3. Wärmefunktion während der Massage.
4. Gibt es fünf Massageprogramme.
5. acht Massageköpfe - zwei für jede Zone.
6. Eine entspannende Vibrationsmassage für den ganzen Körper.

BETRIEBSHANDBUCH:

1. Schließen Sie den Adapter mit dem Gerät an eine Stromquelle an.
2. Die Taste «POWER» schaltet das Massagegerät ein und aus.
3. Kopf- und Nackenmassage – die Taste «NECK»
4. Die Taste «BACK» aktiviert die Rückenmassagefunktion.
5. Die Taste «THIGHS» aktiviert die Massagefunktion der Hüften und des Gesäßbereichs.
6. Die Taste «HEAT» aktiviert die Heizfunktion und die entsprechende Anzeige leuchtet auf.

GARANTIE VERBINDLICHKEITEN:

1. Garantieleistung des Geräts gemäß den Betriebsregeln - 1 Jahr ab Verkaufsdatum.
2. Während der Garantiezeit muss das Gerät ausgetauscht werden, wenn vom Hersteller verursachte Mängel festgestellt werden. Das Verkaufsdatum und der Stempel der Handelsorganisation sind erforderlich.
3. Die Garantie gilt nicht für Geräte mit:
 - mechanische Beschädigung;
 - mängel, die durch einen Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen oder durch fehlerhafte Handlungen des Besitzers des Geräts entstanden sind;
 - mängel infolge von Naturkatastrophen;
 - mängel, die durch das Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten infolge der Selbstreparatur oder Selbsteinführung von Strukturveränderungen entstanden sind;
 - für gewerbliche oder industrielle Zwecke verwendet.

Masażowy Materac ZET-780

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Napięcie 220V

Moc 14.4W

Szanowny klient!

Dziękujemy za zakup jednej z modeli masażera Zenet.

Prosimy przeczytać instrukcję z obsługi i zachować w celu późniejszego użycia.

OPISANIE:

Masażowy materac jest wyposażony masażowymi silnikami wibracyjnymi. Leczniczy efekt znacznie nasileje za pomocą funkcji grzania. W kompleksie z grzaniem ruchu silniki wibracyjne rozluźniają mięśnie i usuwają ich spazmy, jest dodatkową możliwością stymulacji cyrkulacji krwi i pracy limfatycznego systemu.

OSOBLIWOŚCI:

1. Poduszka w obwodzie głowy materaca dla komfortu
2. Materac zrobiony z miękkiej i przyjemnej na dotyk tkaniny.
3. Ciepła funkcja podczas masażu.
4. 5 rodzajów programów masażowych.
5. 8 masażowych główek – po 2 na każdą strefę.
6. Rozluźniający wibracyjny masaż dla całego ciała.

EKSPLOATACJA:

1. Należy podłączyć adapter z masażerem do źródła żywienia.
2. "POWER" włącza i wyłącza masażer.
3. Przycisk "SHOULDER" masaż głowy i szyi.
4. Przycisk "BACK", aktywuje funkcję masażu pleców.
5. Przycisk "THIGHS", aktywuje funkcję masażu bioder i pośladków.
6. Przycisk "HEAT", aktywuje funkcję grzania, i zapali się odpowiedni wskaźnik.

ГВАРАНЦЫЈНЕ ЗОБОВІАЗАНІА:

1. Гваранцыяна абслуга прырządu, под варункіем дотрыманія регул эксплоатацыі - 1 рок од даты sprzedaży.
2. В ciągu гваранцыянаго тэрміну прырządu подпорзідкуе сія заміаніе пры wykryciu defektów, powstałych z winy producenta. Notatka o dacie sprzedaży i sztampa handlowej organizacji jest obowiązkowa.
3. Гваранцыя не розпрзестрзенія сія на прырзіды, маіаце :
 - mechaniczne uszkodzenie;
 - defekty, powstałe wskutek naruszenia warunków i reguł eksploatacji czy wskutek błędnych działań właściciela przyrządu;
 - defekty, powstałe wskutek klęsek żywiołowych;
 - defekty, powstałe wskutek trafienia do środka postronnych przedmiotów, płynów, wskutek samodzielnego remontu, samodzielnego wnoszenia konstruktywnych przemian;
 - wykorzystywane w komercyjnych czy przemysłowych celach.

МАССАЖНЫЙ МАТРАС ZET-780 **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ** **Напряжение 220V** **Мощность 14.4W**

Уважаемый покупатель,

Благодарим Вас за покупку одной из
моделей массажеров ZENET.

Просим Вас прочитать инструкцию по эксплуатации и сохранить
ее для дальнейшего использования.

ОПИСАНИЕ:

Массажный матрас оснащен массажными вибромоторами. Лечебный эффект значительно усиливается с помощью функции нагрева. В комплексе с нагревом движения вибромоторов расслабляют мышцы и устраняют их спазмы, являются дополнительной возможностью стимулирования циркуляции крови и работы лимфатической системы.

ОСОБЕННОСТИ:

1. Подушка в области головы матраса для удобства.
2. Матрас изготовлен из мягкой и приятной на ощупь ткани.
3. Тепловая функция во время массажа.
4. 5 массажных программ.
5. 8 массажных головок – по 2 на каждую зону.
6. Расслабляющий вибрационный массаж для всего тела.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

1. Подключите адаптер с устройством к источнику питания.
2. «POWER» включает и выключает массажёр.
3. Массаж головы и шеи – кнопка «NECK» .
4. Кнопка «BACK» активирует функцию массажа спины.
5. Кнопка «THIGHS» активирует функцию массажа бёдер и ягодичной зоны.
6. Кнопка «HEAT» активирует функцию нагрева и «загорится соответствующий индикатор».

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

1. Гарантийное обслуживание прибора, при условии соблюдения правил эксплуатации - 1 год от даты продажи.
2. В течение гарантийного срока прибор подлежит замене при обнаружении дефектов, возникших по вине производителя. Отметка о дате продажи и штамп торговой организации обязательны.
3. Гарантия не распространяется на приборы, имеющие:
 - механические повреждения;
 - дефекты, возникшие вследствие нарушения условий и правил эксплуатации или вследствие ошибочных действий владельца прибора;
 - дефекты, возникшие вследствие стихийных бедствий;
 - дефекты, возникшие вследствие попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, вследствие самостоятельного ремонта самостоятельного внесения конструктивных изменений;
 - используемые в коммерческих или промышленных целях.

РУЧНЫЕ МАССАЖЕРЫ



Zet-711



Zet-709



Zet-719

МАССАЖНЫЕ НАКИДКИ



Zet-814



Zet-832



Zet-842

МАССАЖНЫЙ МАТРАС/ МАССАЖЕРЫ ДЛЯ ШЕИ



Zet-780



Zet-757



Zet-759

МАССАЖЕРЫ ДЛЯ НОГ



Zet-763



Zet-762

КАРБОНОВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ/ КЛИМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ



Zet-501



Zet-505



Zet-483



Zet-485

ОЧИСТИТЕЛИ ВОЗДУХА СУПЕР ПЛЮС



Эко-с



Турбо




Био

СОЛЯНЫЕ ЛАМПЫ



ZENET

MASSAGE MATTRESS ZET-780



www.zenet.ua
www.zenet-shop.ru